


## Il flusso di lavoro digitale


CLIENT




Scansione CBCT/TAC




1 Importazione DICOM



2 File DICOM dopo segmentazione



3 L'accoppiamento dei file DICOM/STL



5 Programmazione degli impianti




7 La guida finita con le guaine


PRODUCER




Scansione intra-orale o da modello




1 File STL di scansione



2 STL importato nel software



4 Importazione e accoppiamento file STL ceratura



6 Modellazione della guida

## L'intervento chirurgico



Posizionamento della guida



Preparazione sito implantare



Inserimento impianti



Il provvisorio avvitato



OPT di verifica